

Skoskydd blå



Ingående delar/material

Färg

Material: Cast Polyeten CPE

blå

Tjocklek: 0,035mm

Resår: Innehåller naturlatex men helt dold av plast.

Förpackningar

Avdelningsförpackning AFP
Transportförpackning TFP

Material

påse (PE)
kartong

Avfallshantering*

mjukplast
kartong

*Använt innehåll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr.	Stl	Längd x bredd cm	St/AFP	St/TFP	MBA
8636	S	36 x 15	100	100 x 20 = 2000	TFP
8641	M	41 x 15	100	100 x 20 = 2000	TFP
8645	L	45 x 15	100	100 x 20 = 2000	TFP

MBA = minsta beställningsbara enhet

Indikation

Skoskyddet används för att förhindra kontakt med potentiellt smittsamt blod, kroppsvätskor, sekret etc. i allmän medicinsk miljö

Bruksanvisning

Produkten är avsedd att användas där behov finns för att täcka undre sidan av skor.

1. Dra skoskyddet över skon. Ett skoskydd används för varje sko.
2. Använd produkt kasseras enligt instruktionen under avfallshantering.

Lagring och hållbarhetstid

Förvara produkten torrt och svalt, med god ventilation. Undvik kontakt med ljus och fukt.

Produkten är hållbar 5 år från tillverkningsdatum.

	Medicinteknisk produkt
	CE-märkt enl. MDR (EU) 2017/745 klass I, PPE (EU) 2016/425 KAT.1
	Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan innebära risk för bristande prestanda hos produkten
	Osteril produkt
	Förvaras torrt
	Utsätt inte för direkt solljus
	Temperaturgränser (min +5°C till +50°C)
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

SYMBOLER ENL. SS-EN ISO 15223-1:2021

	Förpackningsmaterial är delvis återvinningsbart
	Produkten innehåller inte naturlatex

Övrigt

Tillverkaren svarar själv eller genom annan ekonomisk aktör för anmälan av incidenter till berörd myndighet.

AST Medical AB är certifierad enligt



och ansluten till



Manufacturer:

Ningbo Transo-medical Co., Ltd
Room 1608, No.18 Diamond commercial plaza
No.409 Jiang'an Road, Jiangbei District
Ningbo 315021, China



Importer:

AST Medical AB
Backa Bergögata 5
422 46 Hisings Backa
Sweden
www.astmedical.se

EC REP EC-REP:

Caretechion GmbH
Niederrheinstr. 71
40474 Düsseldorf
Germany